# **VAISALA**

### GMP251 二氧化碳探头

针对%级测量



#### 功能

- · 测量范围 0 ... 20 %CO2
- · 配有模拟和数字输出的智能、独立探头
- · 可与维萨拉 Indigo 产品、Insight 电脑软件和 RFL100 数据记录仪 兼容
- · 工作温度范围宽 (-40 ... +60 °C)
- · IP65 等级的外壳
- · 用于 CO<sub>2</sub> 补偿的集成式温度测量
- · 提供气压、氧气和湿度补偿
- · 传感头加热预防冷凝

维萨拉 CARBOCAP® 二氧化碳探头 GMP251 是一款用于测量二氧化碳的智能探头。这款测量设备用于苛刻的应用环境(例如生命科学恒温箱)中,这些环境要求测量性能稳定、可靠和准确。

#### 优点

- · 良好的稳定性
- · 可靠和准确
- · 随附校准证书

GMP251 基于维萨拉 CARBOCAP 技术, 具有良好的稳定性。新型的红外线 (IR) 光源取代传统的白炽灯泡,延长了 GMP251 的使用寿命。

GMP251 包含一个内部温度传感器,可根据环境温度补偿  $CO_2$  测量。压力和背景气体的影响也能得到补偿。测量范围是  $0 \dots 20 \ \text{WCO}_2$ ,传感器性能在  $5 \ \text{WCO}_2$  测量时得到优化。

探头的工作温度范围宽  $(-40...+60\,^{\circ}\text{C})$ ,探头外壳防护等级为 IP65。加热内部传感头,预防冷凝。 GMP251 也耐受灰尘和大多数化学品(如  $H_2O_2$  和醇基清洁剂)。

#### 使用简单

GMP251 是一款紧凑型探头,采用简便快速的即插即用安装方式。探头表面光滑,易于清洁。探头提供多个输出选项,包括模拟电流、电压输出,以及采用 Modbus®协议的数字 RS-485 输出。GMP251 还可以连接到 Indigo 系列数据处理单元和 Indigo80 手持式显示表头,以获得更大范围的输出和配置选项。请参见 www.vaisala.com/indigo。

如需使用现场校准、设备诊断分析和配置功能,可将探头连接到 Windows® 维萨拉 Insight 软件。请访问www.vaisala.com/insight。

#### 应用

GMP251 是以下领域的理想选择:生命科学恒温箱、冷藏、水果蔬菜运输,以及需要稳定精确的%级 $CO_2$ 测量的苛刻场合。

提供配备气口的流通适配器配件,使管 道通过单独的泵轻松灵活地进行远程测 量。还可以添加多路复用器,以从多个 位置采集气体样本。<sup>1)</sup>

## 技术数据

#### 测量性能

测量范围	0 20 %CO <sub>2</sub>	
准确度 1)		
在 5 %CO <sub>2</sub> 环境下	±0.1% CO <sub>2</sub>	
在 0 8 %CO <sub>2</sub> 环境下	±0.2% CO <sub>2</sub>	
在 8 20 %CO <sub>2</sub> 环境下	±0.4% CO <sub>2</sub>	
校准不确定性		
在 5 %CO <sub>2</sub> 环境下	±0.07 % CO <sub>2</sub>	
在 20 %CO <sub>2</sub> 环境下	±0.27 % CO <sub>2</sub>	
长期稳定性		
在 0 8 % CO <sub>2</sub> 环境下	±0.3 %CO <sub>2</sub> /年	
在 8 12 % CO <sub>2</sub> 环境下	±0.5 %CO <sub>2</sub> /年	
在 12 20 % CO <sub>2</sub> 环境下	±1.0 %CO <sub>2</sub> /年	
温度依赖性	±1.0 /0CO2/4	
在 5 %CO <sub>2</sub> ,0 +50 °C 环境下有补偿	< ±0.05 %CO <sub>2</sub>	
在 0 20 % CO <sub>2</sub> ,-40 +60 °C 环境	-	
下有补偿	20.043 /0 KM/ C	
在 5 % CO <sub>2</sub> (典型值)环境下无温度 补偿	-0.25 % 读数/°C	
压力依赖性		
在 5 %CO <sub>2</sub> 700 1100 hPa 环境下有 补偿	±0.05 %CO <sub>2</sub>	
在 0 20 %CO <sub>2</sub> 500 1100 hPa 环境 下有补偿	±0.015% 读数/hPa	
无补偿(典型值)	+0.15% 读数/hPa	
湿度依赖性		
在 0 20 %CO <sub>2</sub> , 0 100 %RH 环境 下有补偿	±0.7% 读数(在 +25°C 环境下)	
无补偿(典型值)	+0.05 % 读数 / %RH	
O <sub>2</sub> 依赖性		
有补偿,0 20 %CO <sub>2</sub> , 0 90 %O <sub>2</sub>	±0.6% 读数 (在 +25°C 环境下)	
无补偿 (典型值)	-0.08%读数/%O <sub>2</sub>	
启动、预热和响应时间		
在 +25 °C 环境下的启动时间	< 10 s	
完整规格的预热时间	< 4 min	
响应时间 (T90):		
采用标准过滤器	< 1 min	
> 0.1 l/min 的流通选件	< 1 min	
采用喷射护罩	< 2 min	
流量依赖性(针对流通选件)		
流量依赖性:		
<11/最小流量	无影响	
1 10 l/最小流量	< 0.6 % 读数/ l/min	

1) 在 25 °C 和 1013 hPa 环境下的准确度(包括可重复性和非线性)。

#### 合规性

欧盟指令和法规	EMC,RoHS
符合 EMC 标准	EN 61326-1,基本电磁环境
EMC 辐射	CISPR 32/EN 55032,B 类
合规标志	CE,RCM


#### 工作环境

CO <sub>2</sub> 测量的工作温度	−40 +60 °C <sup>1)</sup>	
存储温度	−40 +70 °C	
湿度	0100 %RH,无冷凝	
冷凝预防	通电时传感头加热	
IP 评级,探头体	IP65	
化学耐受性(清洗期间的临时暴露)	<ul> <li>H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (2000 ppm, 无冷凝)</li> <li>醇基清洁剂(例如乙醇和异丙醇)</li> <li>丙酮</li> <li>醋酸</li> </ul>	
压力		
补偿	500 1100 hPa	
工作	< 1.5 bar	
气流 (针对流通选件)		
工作范围	< 10 l/min	
推荐范围	0.1 0.8 l/min	

<sup>1)</sup> 当探头完全安装在可测量条件下且电源打开时,允许探头偶尔短暂暴露于 +90 °C 的环境中。准确度 规格不适用于温度高于 +60 °C 的环境中。

#### 机械规格

重量,探头	45 g (1.59 oz)	
连接器类型	M12 5 针公头	
材料		
探头外壳	PBT 聚合物	
过滤器	PTFE 膜、PBT 聚合物网格	
接头	镀镍黄铜	
尺寸		
探头直径	25 mm	
探头长度	96 mm	




GMP251尺寸

#### 输入和输出

模拟输出	· 0 5/10 V(可扩展),最小负载 10 kΩ · 0/4 20 mA(可扩展),最大负 载 500 Ω
数字输出	RS-485 之上: · Modbus · 维萨拉行业协议
工作电压	
使用数字输出时	12 30 VDC
使用电压输出时	12 30 VDC
使用电流输出时	20 30 VDC
功耗	
典型值(连续运行)	0.4 W
最大值	0.5 W

# 35.4 7.7 80

探头安装法兰 243261SP 尺寸




探头安装法兰 243261SP 尺寸, 横截面


#### 备件和配件

标准膜过滤器	ASM211650SP
多孔烧结 PTFE 过滤器	DRW243649SP
带裸线的探头连接电缆 (1.5 m)	223263SP
带裸线的探头连接电缆 (1.5 m),已屏蔽	254294SP
带裸线的探头连接电缆 (3 m)	26719SP
带裸线的探头连接电缆 (10 m)	216546SP
带裸线和 90° 插头的探头连接电缆 (0.6 m)	244669SP
带裸线和 90° 插头的探头连接电缆 (1.5 m)	255102
MI70 连接电缆,M12 5 针	CBL210472
GMP250 探头的扁平电缆,M12 5 针	CBL210493SP
Indigo USB 适配器 <sup>1)</sup>	USB2
探头安装夹子(2件)	243257SP
探头安装法兰	243261SP
探头支架组件	ASM213582
配备气口的流通适配器	ASM211697SP
校准适配器	DRW244827SP
防溅板	ASM212017SP

1) 您可在 www.vaisala.com/insight 获取适用于 Windows 的维萨拉 Insight 软件。



配备气口的流通适配器 ASM211697SP。适用于内径为 4 mm 的管。



探头支架 ASM213582 尺寸



维萨拉出版 | B211487ZH-L © Vaisala 2023